

## Cytiva

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Cytiva** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Cytiva T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



### ¼r¼n

### A¼ıklama

[CF5-\(25mm \\* 5m \)](#)

(CF5 is a medium to thick weight, 100% cotton linter material (954 µm thickness at 53 kPa), suitable for use as an absorption pad for lateral flow and flow-through assays.)  
\*\*İmportant □ We want to draw a line with a diameter of 8 mm on CF5 paper. (8 mm diameter solution application.) For this application, you must have an injector tip to be used. □ The pumps used in the system should work volumetrically. □ During the application, the tip (injector) should not damage the application paper. Technical parameters: Dispensing efficiency:1300~2000 card (30cm) /hour Dispensing Speed: 30-200mm/s Gliding tip minimum interval: 3 - 10mm ( Should be adjustable) Plate Width: 5-12cm Gliding tip position precision: ±0,05 - ± 0.10mm Minimum fill and drain volume: 1ul Dispensing pump standard volume: 500ul( Should be adjustable) Dispensing Concentration: 0.1-9.99ul/cm Material-feeding:Single card Dimension: 750\*400\*400mm ( Different sizes can be offered) □ Delivery time - Air cargo or DHL should be done within 5 days after the order. □ Packaging and Shipment - The equipment should be packed in a wooden case (Closed Box), with precautions against breakage and impact, in a wooden case (Closed Box). □ Installation and commissioning: For easy installation and

adjustments, a step-by-step detailed explanation in English should be sent with an installation guide and video recording showing each step.