

## Jomesa

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Jomesa** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Jomesa T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n                   | A¼ıklama  |
|------------------------|---|
| <a href="#">HFDapc</a> | JOMESA HFD filter analysis system with high focus depth<br>Zoom stereo microscope system with 18x optical magnification<br>Digital color camera with a real resolution range of 8µm/pxl to smaller 1µm/pxl<br>LED ring light illumination with mounted polarization device<br>Motorized cross table with travel 120x120mm<br>JOMESA software for evaluating and storing the overall images (later re-evaluation possible)<br>SQL database with reporting (pdf/doc), Excel interface<br>Evaluations according to ISO16232, VDA Vol. 19 and all company standards<br>Precision drive for zoom stereo microscope<br>Filter holder with glass cover for wavy filters, filter frames<br>Bracket, particle trap bracket<br>Stage micrometer for microscope calibration, camera test pattern<br>Particle standard according to ISO 16232, VDA Vol. 19<br>particle classes<br>DAkKS calibration certificate of the particle standard<br>Patented motorized polarization device for reliable detection<br>metallic particle<br>USB controlled automatic brightness control<br>Zoom sensor for reading the lens position by precision displacement transducer<br>Control computer optimized for performance and interfaces, Windows 10, Report and spreadsheet program, TFT display |

[Installation and operational handover,  
4h training](#)

at the factory: Arifiye/Sakarya / TUR Travel expenses are included

[Microscope Jomesa HFD](#)

The Microscope has: 1)to have a counting function 2)to recognise Metal particles, Fiber particles and others 3)to be able to catch the particles which sizes are indicated in the table below: 15-50µm 50-100µm (Solid) 50-100µm (Fiber) 100-150µm (Solid) 100-150µm (Fiber) 150-200µm (Solid) 150-200µm (Fiber) 200-400µm (Solid) 200-400µm (Fiber) 400-500µm (Solid) 400-500µm (Fiber)