


## Struers



Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

**Struers** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Struers T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	Aıklama
<a href="#">49900065</a>	Filter hose for 100-200 l tank Disposable filter hose for static circulation cooling system. application in: 100-200 l tanks.
<a href="#">LaboPol-5</a>	
<a href="#">Aluminium oxide cut-off wheel 30A13</a>	
<a href="#">MD DAC CAT NO:40500095</a>	
<a href="#">MD DAC (BAR/DISK) CAT NO:40500095 (5 PCS)</a>	
<a href="#">MD CHEM (BOP/DISK) CAT NO:40500093 (5 PCS)</a>	
<a href="#">OP-S (SOLUTION) CAT NO:39-600 (1000ML)</a>	
<a href="#">Q4242312</a>	Varied Abrasive [CAT NO : 40400204 SIC FOIL/STRUERS]x200D,320mesh,SIC,MSDS,100 EA/SET,GRINDING POLISHING
<a href="#">49900023</a>	
<a href="#">40009110</a>	
<a href="#">40400049 / 1x100</a>	
<a href="#">Clarocit Powder</a>	
<a href="#">05766914</a>	
<a href="#">40400128</a>	
<a href="#">40500300</a>	
<a href="#">40009051</a>	
<a href="#">590-1002-E-5t9c-Z36-1-K-2-000</a>	
<a href="#">40700025</a>	

<a href="#">40a30</a>
<a href="#">F5-50</a>
<a href="#">40500220</a>
<a href="#">02426906</a>
<a href="#">40400011</a>
<a href="#">40100037</a>
<a href="#">40503058</a>
<a href="#">Epofix Kit. 40200029</a>
<a href="#">49900033</a>
<a href="#">02606915</a>
<a href="#">40400033</a>
<a href="#">40200073</a>
<a href="#">40009106</a>
<a href="#">40000038</a>
<a href="#">Epofix Resin</a>
<a href="#">40501007</a>
<a href="#">Discotom 10</a>
<a href="#">40400009</a>
<a href="#">40400163</a>
<a href="#">50a25 / (40009108)</a>
<a href="#">Cito Pres 10</a>
<a href="#">Resuk40100028</a>
<a href="#">Sic Folyo, 250mm -?500, 40400225</a>
<a href="#">40500092</a>
<a href="#">40100045</a>
<a href="#">40100028</a>
<a href="#">Sic Folyo, 250mm -?180, 40400222</a>
<a href="#">40600137</a>
<a href="#">05776127</a>
<a href="#">40400034</a>

<a href="#">40400070</a>	
<a href="#">40500029</a>	
<a href="#">40500232</a>	
<a href="#">40500086</a>	
<a href="#">40300027</a>	
<a href="#">Md-Chem , 250mm, 40500093</a>	
<a href="#">40100039</a>	
<a href="#">40200074</a>	
<a href="#">40400130 / 1x100</a>	
<a href="#">40400012</a>	
<a href="#">06036227</a>	
<a href="#">40400010</a>	
<a href="#">Ubungs Kitt / 1 / 4 Mikron</a>	
<a href="#">R3940235</a>	KEYPAD
<a href="#">40009124 (Ex. 40009007)</a>	
<a href="#">40700048</a>	
<a href="#">Sic Folyo, 250mm -?2000, 40400229</a>	
<a href="#">02426913</a>	
<a href="#">R4918012</a>	
<a href="#">Dp-Red Lubricator , 40700025</a>	
<a href="#">4030026</a>	
<a href="#">40400123</a>	
<a href="#">40500074</a>	
<a href="#">40009050</a>	
<a href="#">40100034</a>	
<a href="#">10s25</a>	
<a href="#">40700049</a>	
<a href="#">Labopol 25</a>	
<a href="#">Md-Mol , 250mm, 40500078</a>	
<a href="#">330ca</a>	
<a href="#">40500208</a>	

<a href="#">4030025</a>
<a href="#">40400008</a>
<a href="#">40100044</a>
<a href="#">40009106 (Ex 4009013)</a>
<a href="#">49900008</a>
<a href="#">Epofix Hardener</a>
<a href="#">40100041</a>
<a href="#">Sic Folyo, 250mm -?1200, 40400228</a>
<a href="#">40300025</a>
<a href="#">40300043</a>
<a href="#">40400131 / 1x100</a>
<a href="#">40700006</a>
<a href="#">440063</a>
<a href="#">40009101</a>
<a href="#">40300032</a>
<a href="#">40700001</a>
<a href="#">40400064</a>
<a href="#">40500233</a>
<a href="#">40500043 / 1x25</a>
<a href="#">40500308</a>
<a href="#">40200029</a>
<a href="#">Diapro Mol B, 3 Mikron, 40600879</a>
<a href="#">54a25</a>
<a href="#">02426911</a>
<a href="#">40400013</a>
<a href="#">590-V602-E-5-T9c-Z36-1-K-2-000</a>
<a href="#">Sio2 Colloid Suspention Op-U, 40400066</a>
<a href="#">Ud112m2</a>